

La Solución Monotest como ayuda en el Diagnóstico de **COVID-19**

Inmunoensayo quimioluminiscente indirecto (CLIA) para detectar anticuerpos frente a SARS-CoV-2 en muestras de suero o plasma humano.

COVID-19 VIRCLIA[®] IgM+IgA MONOTEST
COVID-19 VIRCLIA[®] IgG MONOTEST

- Antígenos específicos de SARS-CoV-2.
- Protocolo simple y automatizado con resultados en 1 h.
- Solución única y definitiva para muestras urgentes.
- Resultados en el mismo día, sin externalizar resultados ni acumular muestras.
- Solución completa con kits IgG e IgM+IgA disponibles.
- Detección simultánea de IgM e IgA mejora la sensibilidad en la fase aguda de la enfermedad.
- Excelente sensibilidad probada con muestras positivas caracterizadas por PCR.



VirClia[®] MONOTEST - 24 tests

EL AUTÉNTICO MONOTEST

- Pruebas a demanda: 1 monotest = 1 prueba informada. No se requiere nada más.
- Antígenos específicos de SARS-CoV-2: glicoproteína *spike* (S) y proteína de la núcleo-cápside (N).
- Control de Calidad individual por monotest, sin necesidad de controles o calibraciones adicionales.



Excelentes prestaciones

La sensibilidad clínica y la especificidad han sido determinadas evaluando un amplio panel de muestras frente a un ELISA comercial.

Ambos productos VirClia[®] obtienen un 100% de sensibilidad en muestras tomadas > 21 días después del inicio de los síntomas.

COVID-19 VIRCLIA[®] IgM+IgA

| | |
|---------------|------|
| N° muestras | 842 |
| Sensibilidad | 100% |
| Especificidad | 99% |

COVID-19 VIRCLIA[®] IgG

| | |
|---------------|-------|
| N° muestras | 1.121 |
| Sensibilidad | 98% |
| Especificidad | 99% |


PMS099-06/22



Acceso *Random*, carga continua.



Total flexibilidad, función STAT.



Tubos de muestra primarios.
Identificación positiva de muestras y tiras.

Información de producto

| Referencia | Descripción | Contenido |
|------------|---|-----------|
| VCM097 | COVID-19 VIRCLIA [®] IgG MONOTEST | 24 tests |
| VCM098 | COVID-19 VIRCLIA [®] IgM+IgA MONOTEST | 24 tests |
| VCM100 | COVID-19 SPIKE QUANTITATIVE VIRCLIA [®] IgG MONOTEST | 24 tests |